


OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED

REF 32556



REF 32558



- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
 - "K PED" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants
- ▶ Noyau de mousse léger enrobé dans un non-tissé agréable sur la peau
- ▶ Matériau souple et confortable permettant une fixation confortable
- ▶ Confort de port optimal à une distance de 1 cm entre le cou et le cordon
- ▶ Le cordon affiche une épaisseur d'environ 4 mm et une largeur de 2,5 cm ou 1,7 cm.
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippant (composé de 2 parties, réglable)
- ▶ Coloris: motif animal
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED REF 32556

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® SLIM K JUNIOR PED REF 32558

1 x Bandes de fixation pour canule

Produit	Longueur	Largeur	REF
OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED	16 - 25 cm	2,5 cm	32556
OPTIFLAUSCH® SLIM K JUNIOR PED	16 - 30 cm	1,7 cm	32558

