


NECKFIX®

REF 32620



REF 32610



REF 32612



REF 32622



- ▶ Canuledraagband
 - “K” variant: met klittenbandsluiting - wit
 - “Blue K” variant: met klittenbandsluiting - blue
 - “Blue PED K” variant: met klittenbandsluiting, voor kinderen - blue
 - “Beige K PED” variant: met klittenbandsluiting, voor kinderen - beige
 - “Beige K” variant: met klittenbandsluiting - beige
 - “Beige K XL” variant: met klittenbandsluiting - beige
- ▶ Maakt een veilige bevestiging van tracheacanules mogelijk
- ▶ Bestaat uit een schuimstofband, die met een zachte vliesstof omhuld is
- ▶ Ergonomisch draagcomfort voor dagelijks gebruik
- ▶ Slank ontwerp
- ▶ Afzonderlijk verpakt

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

NECKFIX® K **REF 32620**

1 x Canulendraagband

of

NECKFIX® Blue K **REF 3261x**

1 x Canulendraagband

of

NECKFIX® Beige K **REF 3262x**

1 x Canulendraagband

Product	Maat	Breed	REF
NECKFIX® K	45 cm	3,5 cm	32620
NECKFIX® Blue K	45 cm	3,5 cm	32610
NECKFIX® Blue PED K	34 cm		32612
NECKFIX® Beige K PED	34 cm		32621
NECKFIX® Beige K	46 cm		32622
NECKFIX® Beige K XL	50 cm		32623

