


TRACHEOSILC® VARIO



CE 0482

- ▶ Trachealkanüle ohne Niederdruckmanschette
- ▶ Auch mit Niederdruckmanschette (REF 18830) oder mit CUFF und subglottischer Absaugung (SUCTION) erhältlich (REF 18840, s. separate Datenblätter)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Klarer und durchsichtiger Kanülenschaft für eine einfache Handhabung bei der Reinigung
- ▶ Mit 15 mm-Drehkonnektor (VARIO) um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, wie sie durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen in der Trachea vorzubeugen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass

Bestellhinweis:

TRACHEOSILC® VARIO

Größe 5-9,5



REF 18820

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	Länge mm	REF
5,0	7,3	7,3	57	18820-05
6,0	8,7	8,7	63	18820-06
7,0	10,0	10,0	71	18820-07
7,5	10,7	10,7	73	18820-075
8,0	11,0	11,0	75	18820-08
8,5	11,7	11,7	78	18820-085
9,0	12,3	12,3	80	18820-09
9,5	13,3	13,3	83	18820-095

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen