

# DURATWIX® UNI-VARIO LINGO-CUFF 1 ICV + 1 ICFU



SHORT

- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen, beide mit 15 mm Konnektor, eine mit 15 mm Drehkonnektor (ICV), die andere gesiebt (ICFU)
- ▶ Weiches ROTATWIX® Kanülenschild, drehbar um 360° - ermöglicht weitgehende Halsmobilität
- ▶ Mit ASPILO® Siebung - dachziegelartige, horizontale Siebung
- ▶ Medizinisches PU, weich, atraumatisch, thermosensibel
- ▶ MUCOPROTECT® Cuff: sehr dünne Wandung für eine gute Abdichtung und eine reduzierte Kontaktfläche mit der Trachealschleimhaut, um Druckstellen zu reduzieren
- ▶ Modulares Konzept: 6 verschiedene Typen von Innenkanülen
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ Größe 7-10 in 2 Längen verfügbar
- ▶ Farbcodierung  
Innenkanüle: gefenstert/ungefenstert, standard Länge/kurz  
Kanülenschild Außenkanüle: gesiebt/ungesiebt

**STERILE EO** Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only**  
**ACHTUNG:**  
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**

## Bestellhinweis:

**DURATWIX® UNI-VARIO LINGO-CUFF 1 ICV + 1 ICFU, Größe 6-10**

**REF 19661**

**DURATWIX® UNI-VARIO LINGO-CUFF short 1 ICV + 1 ICFU, Größe 7-10**

**REF 19662**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm standard	REF standard	Länge mm kurz	REF kurz
6	11,9	10,3	6,0	82,0	<b>19661-06</b>	-	-
7	11,9	10,8	7,0	82,0	<b>19661-07</b>	72,0	<b>19662-07</b>
8	12,5	11,4	8,0	85,0	<b>19661-08</b>	75,0	<b>19662-08</b>
9	13,7	12,5	9,0	88,0	<b>19661-09</b>	78,0	<b>19662-09</b>
10	15,0	13,8	10,0	91,0	<b>19661-10</b>	81,0	<b>19662-10</b>

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen