

NECKFIX® DUO

REF 32630



REF 32631



REF 32629



- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ Zweiteiliges Trageband:
 - "Duo K" Variante: mit Klettverschluss - weiß
 - "Duo K beige" Variante: mit Klettverschluss - beige
 - "Duo K Plus" Variante: mit Klettverschluss - weiß
- ▶ Besteht aus einem Schaumstoffband, das mit einem weichen Vliesstoff umhüllt ist
- ▶ Lässt sich auf verschiedene Halsweiten einstellen
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

NECKFIX® Duo
1 x Kanülentrageband

REF 326xx

Produkt	Länge	Breite	REF
NECKFIX® Duo K	40-53 cm	3,5 cm	32630
NECKFIX® Duo K beige	40-53 cm	3,5 cm	32631
NECKFIX® Duo K Plus	16-45 cm	3,0 cm	32629

