

**COMBIPHON® / COMBIPHON® O<sub>2</sub>**

REF 27131



CE

REF 27132



CE 0482

- ▶ Valve de phonation - transparente, légère
- ▶ Avec membrane en silicone
- ▶ La membrane de la valve est fermée en position initiale et s'ouvre brièvement à chaque inspiration.
- ▶ Avantage: une légère ventilation à l'expiration est requise pour fermer la valve et pouvoir parler. Moins fatiguant pour le patient, meilleure qualité de phonation.
- ▶ Avec adaptateur multiple : convient aussi bien à un connecteur de 15 mm (**UNI**) qu'à un adaptateur de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Pour trachéotomisés, ne convient pas aux laryngectomisés
- ▶ La valve de phonation ne peut s'utiliser qu'avec une canule parlante.
- ▶ Dispositif médical

**CONTENU**

<b>COMBIPHON®</b>	<b>REF 27131</b>
1 x Valve de phonation	
1 x Mode d'emploi	
ou	
<b>COMBIPHON® O<sub>2</sub></b>	<b>REF 27132</b>
1 x Valve de phonation	
1 x Mode d'emploi	

Produit	Unité	REF
<b>COMBIPHON®</b>	1 pièce	<b>27131</b>
<b>COMBIPHON® O<sub>2</sub></b>	1 pièce	<b>27132</b>



UNI



KOMBI

O<sub>2</sub>

La valve de phonation COMBIPHON® ne peut être utilisée que chez les patients dont le larynx est totalement ou partiellement conservé !